

Tips ter voorbereiding

Binnenkort ga je met je nieuwe Accu-Chek Combo insulinepomp starten. Graag helpen wij je bij een goede voorbereiding zodat je straks met een gerust gevoel je nieuwe insulinepomp in gebruik kunt nemen.

In onderstaand overzicht vind je informatie over de materialen die je nodig hebt wanneer je jouw insulinepomp in gebruik gaat nemen. Overleg met je zorgverlener welke materialen voor jou van toepassing zijn. Je kunt de materialen bij je apotheek en/of leverancier van medische hulpmiddelen bestellen. Indien je vragen hebt over waar je de materialen het beste kunt bestellen, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Toebehoren Accu-Chek Spirit Combo insulinepomp

Accu-Chek Spirit Combo servicepack groot	1 adapter, 1 batterijdeksel, 1 batterijsleutel, 4 batterijen
Accu-Chek Spirit Combo servicepack klein	1 adapter, 1 batterijdeksel, 1 batterijsleutel

Vervang de adapter en de batterijdeksel elke 2 maanden

Accu-Chek Spirit kunststof ampul 3.15 ml met vulhulp	5 stuks
Accu-Chek Spirit kunststof ampul 3.15 ml met vulhulp	25 stuks

Insuline op recept.

Accu-Chek Insight infusiesets

Voor optimaal gebruik van je Accu-Chek insulinepomp adviseren wij je gebruik te maken van Accu-Chek

Naam	Stuks	Lengte	Slanglengte
Accu-Chek FlexLink infusiesets (canule en slang)	10	6/ 8/ 10 mm	30/ 60/ 80/ 110 cm
Accu-Chek FlexLink (losse canules)	10	6/ 8/ 10 mm	nvt
Accu-Chek LinkAssist (inbreng hulp voor Accu-Chek FlexLink)	1	nvt	nvt
Accu-Chek TenderLink infusiesets (canule en slang)	10	13/ 17 mm	30/ 60/ 80/ 110 cm
Accu-Chek TenderLink (losse canules)	10	13/ 17 mm	nvt
Accu-Chek Rapid-D Link (losse stalen naald)	25	6/ 8/ 10/ 12 mm	nvt
Accu-Chek Rapid-D Link (losse slangen)	10	nvt	20/ 50/ 70/ 100 cm

Vervang de canule elke 2-3 dagen en de slang elke 6 dagen. Vervang de stalen naald elke 1-2 dagen en de slang elke 6 dagen.

Toebehoren Accu-Chek Aviva Combo bloedglucosemeter

Accu-Chek Aviva teststrips	50 strips
Accu-Chek FastClix lancet	4 x 6/ 34 x 6 lancetten

Roche Diabetes Care staat 24 uur per dag voor je klaar

- De Roche Diabetes Service is 24 uur per dag bereikbaar in geval van een onverhoopt technisch probleem
- Voor een gerust gevoel tijdens de vakantie kun je een leenpomp aanvragen via www.accu-chek.nl/aanvraag-leeninsulinepomp-voor-vakantie

Roche Diabetes Service

Je kunt met al je vragen over insulinepomptherapie of je insulinepomp, zoals bediening, draagmogelijkheden en infusiesets, contact opnemen met de Roche Diabetes Service. Onze medewerkers staan voor je klaar via het gratis servicenummer 0800 – 022 05 85.

Bellen vanuit het buitenland

Roche Diabetes Care heeft een speciaal telefoonnummer +31 36 539 48 58 zodat je ons ook makkelijk kunt bellen vanuit het buitenland.

Zie de Accu-Chek Combo gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

N.B. Je kan je insulinepomp- en bloedglucosemetertoebehoren niet rechtstreeks bestellen bij Roche Diabetes Care!.