

## Tips ter voorbereiding

Binnenkort ga je met je nieuwe Accu-Chek Insight insulinepomp starten. Graag helpen wij je bij een goede voorbereiding zodat je straks met een gerust gevoel je nieuwe insulinepomp in gebruik kunt nemen. In onderstaand overzicht vind je informatie over de materialen die je nodig hebt wanneer je jouw insulinepomp in gebruik gaat nemen. Overleg met je zorgverlener welke materialen voor jou van toepassing zijn. Je kunt de materialen bij je apotheek en/of leverancier van medische hulpmiddelen bestellen. Indien je vragen hebt over waar je de materialen het beste kunt bestellen, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

### Toebehoren Accu-Chek Insight insulinepomp

- NovoRapid® PumpCart® ampul 1,6 ml 5 stuks (op recept)
- Fiasp® PumpCart® ampul 1,6 ml 5 stuks (op recept)
- Accu-Chek® Insight Rapid infusiesets
- Accu-Chek® Insight Tender infusiesets
- Accu-Chek® Insight Flex infusiesets
- Draagmaterialen - raadpleeg de website [www.accu-chek.nl/insight](http://www.accu-chek.nl/insight) voor een compleet overzicht
- Accu-Chek Insight insulinepomp batterijdeksel (1 st) elke 6 maanden vervangen
- Batterijen: Energizer® Ultimate Lithium (FR03)\*

\* Kies het juiste batterijtype op je insulinepomp. Vervang de batterij elke 2 weken (ook als deze nog niet leeg is).

### Toebehoren Accu-Chek Instant bloedglucosemeter

- Accu-Chek Instant® bloedglucosemeter
- Accu-Chek® Instant teststrips 50 strips
- Accu-Chek® SoftClix lancetten 200 stuks
- mySugr App

### Accu-Chek Insight infusiesets

Onderstaand vind je een overzicht van de beschikbare infusiesets en de diverse keuzes in losse canule/naalden- en slanglengten. Overleg altijd met je behandelaar welke infusieset voor jou het meest geschikt is.

#### Infusieset

Naam	Stuks	Lengte	Slanglengte
Accu-Chek® Insight Rapid stalen naald	25	6/8/10 mm	nvt
Accu-Chek® Insight Tender zachte canule	10	13/17 mm	nvt
Accu-Chek® Insight Flex zachte canule	10	6/8/10 mm	nvt
Accu-Chek® Insight slang met geïntegreerde adapter	10	nvt	40/70/100 cm
Accu-Chek® LinkAssist Plus (inbreng hulp voor Accu-Chek Insight Flex)	1	nvt	nvt

Vervang de canule elke 2-3 dagen en stalen naald elke 1-2 dagen, vervang de adapter met de slang bij elke nieuwe insulineampul.

#### Uitlezen

- De Accu-Chek Insight insulinepomp kan uitgelezen worden met behulp van Accu-Chek® Smart Pix Software
- Raadpleeg de website [www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl) voor meer informatie en een stappenplan

### Roche Diabetes Care staat 24 uur per dag voor je klaar

- De Roche Diabetes Service is 24 uur per dag bereikbaar in geval van een onverhoopt technisch probleem
- Voor een gerust gevoel tijdens de vakantie kun je een leenpomp aanvragen via [www.accu-chek.nl/aanvraag-leeninsulinepomp-voor-vakantie](http://www.accu-chek.nl/aanvraag-leeninsulinepomp-voor-vakantie)

### Roche Diabetes Service

Je kunt met al je vragen over insulinepompthherapie of je insulinepomp, zoals bediening, draagmogelijkheden en infusiesets, contact opnemen met de Roche Diabetes Service. Onze medewerkers staan voor je klaar via het gratis servicenummer 0800 – 022 05 85.

### Bellen vanuit het buitenland

Roche Diabetes Care heeft een speciaal telefoonnummer +31 36 539 48 58 zodat je ons ook makkelijk kunt bellen vanuit het buitenland.

Zie de Accu-Chek Insight gebruiksaanwijzingen voor meer informatie.

N.B. Je kunt je insulinepomp- en bloedglucosemetertoehoren niet rechtstreeks bestellen bij Roche Diabetes Care.